


Cojín activador de la  
circulación y mejora  
del posicionamiento  
de los miembros  
inferiores.





## Cojín activador de la circulación y mejora del posicionamiento de los miembros inferiores.

### Breve descripción

Es un cojín que evita la mala posición de los pies y mejora la circulación sanguínea.

### Para quién se hizo y con qué objeto



Para personas que pasen mucho tiempo en cama o estén encamados aunque se puede utilizar también en sedestación.

El objeto es evitar malos patrones de posicionamiento.

### Materiales y modo de funcionamiento

LÁTEX,  
VISCOLÁSTICA Y  
GRÁNULOS.

## Proceso de elaboración



Toda la estructura (completa) se sujeta a la cama mediante pequeñas ventosas que se encuentran debajo.

## Precauciones

Se debe lavar en seco.

## Autores y datos de contacto

**Apellidos:** LATORRE SARABIA

**Nombre:** NATALIA MARÍA

**Dirección:** AVD/JUAN CARLOS I.Nº 45

**Código Postal :** 30850


**Ciudad:** TOTANA. Murcia.

**País:** ESPAÑA

**Teléfono:** 649110\*\*\*

**Correo electrónico :** nlatorresarabia.nls@gmail.com

## Galería de imágenes



Esquema de la adaptación acabada