



Ayuda Cervical para apoyar la cabeza en una silla de ruedas eléctrica



Ayuda Cervical para apoyar la cabeza en una silla de ruedas eléctrica.

Breve descripción

Rodillo en tela que evita la rigidez en el cuello favoreciendo la movilidad, más descanso en espalda y cabeza.

Para quién se hizo

Fue realizado para mí misma (aunque posteriormente lo han adoptado otras personas) pues me caía la cabeza y dolía la rigidez, ya que ningún apoyacabezas de silla me recogía el cuello.

Materiales y modo de elaboración

Los materiales que se utilizaron: Un pañuelo cuadrado (normal) y dos toallitas de bidet.

El proceso de elaboración es el siguiente:

1. Doblar el pañuelo formando un triángulo



2. Colocar encima las
toallitas



3. Enrollarlo para
formar un rulo



4. Atar los extremos
una vez formado el
rulo



5. Colocar entre el
respaldo y el
reposacabezas



**Autores y
datos de
contacto**

Rosa Segrelles Domènech

C/ Carrera Malilla, nº 88 - 1º - 4ª

46026 Valencia. España


Teléfono: 608 560 135

Correo electrónico : rosegrell@gmail.com

Galería de imágenes




Vista general de la silla de ruedas con el rulo incorporado.



Vista posterior de la colocación del rulo.



Vista frontal del rulo colocado.



Vista lateral del rulo en la silla de ruedas.