

Guardabarros para
sillas de ruedas y/o
protectores para
evitar que pongan
las manos en las
ruedas.





Guardabarros para sillas de ruedas y/o protectores para evitar que pongan las manos en las ruedas.

Breve descripción

Se trata de utilizar unos guardabarros de bicicleta como guardabarros y protector para las ruedas de la sillas de ruedas.

Para quién se hizo y con qué objeto

SE realizó la adaptación para la silla de ruedas de mi hija de 8 años.

El propósito era evitar salpicaduras en días de lluvia y a la vez evitar que pusiera las manos en las ruedas y se pillara los dedos.

Materiales utilizados

- Guardabarros para bicicletas.
- Tornillos.
- Tuercas.
- Arandelas.
- Taladro.

Proceso de elaboración

Consiste en coger el guardabarros de la bicicleta y atornillarlo en un lateral de la silla de ruedas, haciendo un pequeño orificio con un taladro.

Autores y datos de contacto

Apellidos: GUBERT CHAVES

Nombre: SANDRA

Dirección: C/CARDENER 36 ÁTICO 1ª

Código Postal : 08024

Ciudad: BARCELONA

País: España

Teléfono: 606158***

Correo electrónico : georginaalabern@hotmail.com

Galería de imágenes



Vista lateral de la adaptación acabada.