



Pinzas de largo
alcance.



Pinzas de largo alcance.

Breve descripción

Pinzas de barbacoa protegidas en los extremos para usarlas como unas pinzas de agarre.

Para quién se hizo y con qué objeto

Se realizaron para una persona que no puede realizar flexión de cadera y, a parte, es diabética.

El objetivo era facilitar el vestido de los miembros inferiores (principalmente pantalones) sin necesidad de flexionar la cadera.

Materiales y modo de funcionamiento

Goma eva,
pinzas de barbacoa,
pegamento,
tubo flexible y tijeras.

Proceso de elaboración

En primer lugar se forra los extremos de las pinzas con goma eva para evitar que se produzcan heridas o arañazos con su uso.



Posteriormente se introduce el tubo en los ojos de la tijera para que sea más cómodo su manejo. Cuanto más largas sean las pinzas más facilitará el vestido o coger objetos.



Precauciones

Es importante forrar las pinzas para evitar que se hagan heridas sobretodo en personas con diabetes.

Autores y datos de contacto

Apellidos: **Cerezo Guillén**

Nombre: **Ana Caridad**

Dirección: **C/Béjar Nº 36**

Código Postal : **45280**

Ciudad: **Olias del Rey (Toledo)**

País: **España**

Teléfono: **658560*****

Correo electrónico : anaapanas@yahoo.es

Galería de imágenes



Vista de la adaptación acabada



Vista de los materiales utilizados en la adaptación.



Imagen de uso de la adaptación colocando un calcetín.